



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

SCAUN ENDO MICA MICROSCOPE STOOL

Pret:

4.600,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Fabricat de Winbex, recunoscut la nivel global ca unul dintre cei mai importanti producatori de scaune specializate si de precizie. Infiintata in 1998, Winbex este astazi un producator de frunte de scaune pentru practicieni, de la scaune dentare la medicale, desi pana la scaune pentru salonul de frumuseti.

Scaunele Winbex au fost concepute si dezvoltate pentru profesionistii care lucreaza intr-o pozitie sedentara. Corpul si coloana vertebrala necesita sprijin si capacitatea de a se misca liber.

Winbex se dedica dezvoltarii celor mai noi tehnologii in ergonomie pentru utilizare in domeniul medical.

Caracteristici

Mecanismul avansat de clichet se aplica pe spate pentru o reglare utila si rapida a inaltimei tragand inapoi in sus/jos.

Inclinarea si unghiul de inclinare a scaunului/spatarului sunt reglabile cu manere independente pentru a obtine unghiul dorit.

Design estetic pentru performanta de lucru dentara, medicala si de asistenta medicala.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Construit in spuma turnata de inalta densitate cu vinil durabil.

Detasabil pentru schimbarea captuselii scaunului/spatarului fara sudura; usor de curatat si intretinut.

Cilindru de 200 mm cu capac pentru cilindru.

Model stabil cu baza metalica din aluminiu turnat, lustruit fin.

Rola de decompresie cu autofranare de 65 mm; scaunul nu se va indeparta fara loc.

Suport complet pentru corp si coloana vertebrala intr-o pozitie sedentara

Inclinare reglabila a scaunului si a spatarului.

Inaltime reglabila pentru scaun si spatar.

Usor de curatat pe tapiterie si suprafata scaunului.

Baza metalica cu cinci picioare, rotile cu role netede.

Prezentare

Lift cu gaz de 140 mm, ridicător cu gaz de 200 mm, set de comandă cu picior