

SCAUN MEDIC 3D DOCTOR STOOL CU BRAT



Pret:

4.600,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Design ergonomic de contur pentru confort si ameliorarea stresului pentru genunchi si solduri cu o presiune mai mica a coapselor.

Spatarul mobil ofera un sprijin lombar confortabil in timpul functionarii.

Spatar si sezut fara sudura; bun pentru igiena.

Mecanism cu functie de mutatie cu trei manere:

- Unghiul de inclinare a spatelui si de inclinare a scaunului sunt reglabile cu manere independente
- Scaun cu 5 grade de inclinare inainte si 6 grade inapoi
- Spatar cu miscare de 10 grade inainte si 14 grade inapoi

Bratul de sprijin ajustabil pentru versiunea economica este optional.

Baza metalica din aluminiu Spider; Partea superioara lustruita si acoperita cu pulbere neagra dedesubt.

Rola neagra din PU cu capac din inox, cilindru de 140 mm.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Brat de sustinere reglabil, ridicare cu gaz de 140 mm, ridicare cu gaz de 200 mm, sistem de comanda cu picior.