



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

DENTASEPT ASPIRATION AF 5L



Pret:

349,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dentasept Aspiration AF este o solutie concentrata de inalta performanta indicata pentru curatarea si dezinfectarea zilnica a oricarui tip de sistem de aspiratie dentara, separator de amalgam si scuiptoare.

CARACTERISTICI

Detergent concentrat pentru uz zilnic.

Pentru curățare și dezinfecție.

Pentru sisteme de aspirație dentară, separatoare de amalgam și scuiptoare.

Se diluează la 2%.

Activ de la 5 minute.

Activ de la 5 minute.

Spectru larg de acțiune: Proprietăți microbiologice



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Tuberculocid: EN 14348, EN 14563 (60 min)

Drojdicid: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Activ conform EN 14476 privind Herpesvirus, BVDV (virus model HCV) și Vaccinia virus.

Prezentare

Bidon 5L