



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Gume diamantate TWIST DIA Pre-polish Kit 10 buc

**Pret:**

**395,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Oferiți un luciu natural restaurării dvs., cu ajutorul a numai două discuri de lustruire. Indiferent dacă este vorba despre suprafețe plane, convexe sau concave, această pereche de periuțe de lustruire este tot ce aveți nevoie pentru a obține o obturație cu strălucire intensă.

TWIST™ DIA for Composite este indicat pentru toate tipurile de compozite. Periuța de prelustruire creează forma finală din orice unghi imaginabil. Cu periuța de lustruire intensă puteți finisa obținând un rezultat natural cu luciu puternic în secunde. TWIST™ DIA for Composite este autoclavabil și astfel refolosibil. Combinația de componente flexibile și particule de diamant vă dau un rezultat cu luciu puternic fără precedent la fiecare utilizare!

Refolosibil

Autoclavabil

Discuri de lustruire flexibile



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Pentru orice suprafață

Conține particule de diamant

De două dimensiuni: obișnuit  $\varnothing$  14 mm și mic  $\varnothing$  10 mm

## BENEFICII

Procedură de lustruire ușoară mulțumită a numai două instrumente de lustruire

Instrumentul de prelustruire netezește suprafața

Instrumentul de lustruire intensă creează un luciu natural

Refolosibil mulțumită eliberării constante de particule de diamant

100% particule de diamant în interior - fără înlocuitori sau particule abrazive mai ieftine

Ușor de sterilizat

## INDICAȚII

Lustruirea suprafeței rășinii compozite

Prezentare

GUME DIAMANTATE TWIST DIA Pre-Polish Kit 10 bucati