



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gume diamantate TWIST DIA Trial Kit 14 mm

Pret:

89,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Oferiți un luciu natural restaurării dvs., cu ajutorul a numai două discuri de lustruire. Indiferent dacă este vorba despre suprafețe plane, convexe sau concave, această pereche de periuțe de lustruire este tot ce aveți nevoie pentru a obține o obturație cu strălucire intensă.

TWIST™ DIA for Composite este indicat pentru toate tipurile de compozite. Periuța de prelustruire creează forma finală din orice unghi imaginabil. Cu periuța de lustruire intensă puteți finisa obținând un rezultat natural cu luciu puternic în secunde. TWIST™ DIA for Composite este autoclavabil și astfel re folosibil. Combinația de componente flexibile și particule de diamant vă dau un rezultat cu luciu puternic fără precedent la fiecare utilizare!

Re folosibil

Autoclavabil

Discuri de lustruire flexibile

Pentru orice suprafață



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Conține particule de diamant

De două dimensiuni: obișnuit \varnothing 14 mm și mic \varnothing 10 mm

BENEFICII

Procedură de lustruire ușoară mulțumită a numai două instrumente de lustruire

Instrumentul de prelustruire netezește suprafața

Instrumentul de lustruire intensă creează un luciu natural

Refolosibil mulțumită eliberării constante de particule de diamant

100% particule de diamant în interior - fără înlocuitori sau particule abrazive mai ieftine

Ușor de sterilizat

INDICAȚII

Lustruirea suprafeței rășinii compozite

Prezentare

GUME DIAMANTATE TWIST DIA Trial Kit 2 bucati x 14 mm