



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Seringi intraorale express

Pret:

150,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Seringile intraorale verzi sunt folosite pentru aplicarea materialelor de amprentă VPS în jurul preparatului. Au o capacitate maximă de 1.5 ml de material de amprentă și sunt umplute individual cu ajutorul dozatorului manual chiar din cartușe de 50 ml.

Prezentare

SERINGI INTRAORALE 5 bucati