



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

# Unit dentar portabil tip valiza cu compresor (butelie 6 litri)

LINGCHEN  
MINI DENTAL UNIT

Pret:

**4.399,99 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Unitul dentar portabil reprezintă o adaptare a noilor trenduri medicale. Acesta vine atât în sprijinul cadrelor medicale, dar și a pacienților. Utilizând acest unit dentar, cadrele medicale se pot deplasa cu ușurință la urgențe.

Dispune de un aspirator electric și compresor superior de aer cu o putere de 550W (cele obișnuite au capacitate de 350W). COMPRESORUL prezintă o butelie de 6 litri care permite livrarea unui debit constant de aer, iar compresorul va funcționa când este nevoie și nu în mod continuu, cât se lucrează. Oferă un confort superior în utilizare și debit constant și superior (130 l/min față de 50 l/minut la varianta fără butelie de aer) către piesele de mână. Dispune de asemenea de un rezervor de apă distilată pentru piese, precum și de un aspirator salivar electric cu o eficiență foarte bună, totul pentru a putea fi funcționali în locuri îndepărtate, fără acces la utilități!

Evacuarea reziduurilor se face foarte ușor printr-un furtun de silicon, care poate fi conectat la orice scurgere sau orice bidon/sticlă/lighean, etc.

UNITUL DENTAR PORTABIL ESTE DESTINAT EXCLUSIV LUCRULUI ÎN AMBULATOR, INTERVENȚIONAL. SAU CA PLAN B, ÎN CAZUL ÎN CARE UNITUL PRINCIPAL DIN CABINET SUFERĂ O AVARIE, PÂNĂ ESTE REPARAT. NU ESTE PROIECTAT PENTRU LUCRUL ZILNIC,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## IN CABINET DENTAR.

### Caracteristici :

- Ușor de folosit, control prin pedala de picior;
- Design modern, structură compactă;
- Sub forma de valiza, pe roți
- Ușor de întreținut;
- Montare rapidă în câteva secunde;
- Dispune de roți și mâner pentru o manevrabilitate rapidă și ușoară;
- Ventilator de dimensiuni mari;

### Specificații :

- Alimentare : 220V/110V, 50Hz/60Hz;
- Putere : 545W;
- BUTELIE AER: 6 litri (permite ca debitul de aer sa fie constant iar compresorul sa nu functioneze in continuu ci doar la nevoie)
- Fluxul aerului : 130 L/minut;
- Presiune de pornire : 0.5Mpa±0.05;
- Presiune maximă : 0.1Mpa±0.05;
- Presiune de lucru cu uneltele de mare viteză : 0.22Mpa±0.02;
- Presiune de lucru cu uneltele de viteză redusă : 0.3Mpa±0.02;
- Nivel de zgomot : 50-60dB; Foarte puțin zgomotos.
- Greutate : 33Kg;
- Dimensiuni : 500x265x455mm.

### Accesorii :

- Furtun pentru piese mână cu 4 orificii (Midwest) - 2 bucăți;
- Compresor 550W - 1 set;
- Pedala de picior - 1 bucată;
- Aspirație salivara electrica - 1 bucată;
- Sticlă pentru apă curată de 600ml - 1 bucată;
- Seringa 3 functii (apa, aer, jet apa+aer) : 1 bucată.

Urmăriți filmulețul de mai jos pentru mai multe informații :



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---