

Ansa endo Piezon PI MAX 120°



Pret:

720,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Caracteristici

Pentru tratamente parodontale nechirurgicale pe implanturi, coroane, fatete, restaurari si aparate ortodontice.

Indepartarea biofilmului si a tartrului supra - si subgingival pana la 3 mm, fara deteriorarea suprafetei.

Confort maxim al pacientului - datorita designului subtire, miscarilor liniare si performantei controlate.

Varful instrumentului realizat din material PEEK de inalta tehnologie pentru un acces mai bun si 30% fibra de carbon (rezista 20 de tratamente - pana la 3 mm abraziune*)

Suport de varf din otel inoxidabil de calitate medicala (dureaza 1.000 de cicluri de reprocesare)