



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit fluid G-Aenial Universal Flo

Pret:

306,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit universal fluid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata

GC G-Aenial Universal Flo ofera o serie de caracteristici inteligente si convenabile, fiind unul dintre putinele compozite fluide capabil sa combine fluiditatea cu indicatiile si utilizarile unui compozit universal. Cu GC G-aenial Universal Flo obtineti o combinatie exclusiva de vascozitate fluida, pentru o aplicare usoara si convenabila chiar si in cazul cavitatilor adanci, combinata cu proprietati fizice exceptionale pentru restaurari sigure, de lunga durata. GC G-aenial Universal Flo ofera solutia pentru cazurile dificile in care nu doriti sa faceti un compromis intre aplicarea perfecta, estetica si rezistenta.

Caracteristici si beneficii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Rezistenta maxima: proprietati fizice exceptionale pentru restaurari de lunga durata indiferent de indicatii
- Rezistenta la abraziune excelenta, mai buna si decat cea a compozitelor traditionale, pentru o utilizare optima pe suprafete ocluzale si cervicale
- Vascozitate atent echilibrata: fluiditate omogena pentru o aplicare simpla dar si tixotropica pentru mentinerea formei
- Nivel ridicat de luciu si de mentinere a acestuia
- Oferă performanta fizica a unui compozit obisnuit intr-o consistenta fluida
- Poate fi considerat un material ce se finiseaza singur
- Fluiditate omogena pentru o aplicare simpla, dar si tixotropica pentru mentinerea formei
- Estetica invizibila superba fara compromisuri
- Economic si ergonomic: varful aplicator are o textura care impiedica lipirea pastei, pasta ramasa in seringă este minima: mai puțin de 0.04 ml
- Gama larga: 15 nuante si 3 nivele diferite de transluciditate

Prezentare

- seringă 2 ml / 3.4 g