



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cart pentru scanner intraoral



Pret:

2.289,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cart mobil cu sertare, proiectat pentru a fi folosit usor impreuna cu scannerul intraoral.

Dispune de 2 prize de alimentare 220V. Necesita un cablu PC pentru alimentarea celor 2 prize (nu este inclus in pachet).

Prezinta 4 roti cu bandaj de silicon, cu frana pentru a putea fi imobilizat.

Doua sertare pentru stocare convenabila.

Maner integrat, pentru a putea fi usor mutat

Dimensiuni: 48 cm (adancime) x 44 cm (latime) x 75 cm (inaltime)

Masa bruta: 26 Kg.