



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Adeziv foto monocomponent autogravant G-Bond Starter Kit

Pret:

458,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Adeziv fotopolimerizabil monocomponent autodeminerizant

GC G-Bond este un adeziv autodeminerizant, usor de utilizat, fotopolimerizabil ce utilizeaza atat principiile de adeziune chimica cat si pe cele micromecanice.

Cei doi monomeri functionali, 4-MET si Ester Acid Fosforic, se combina cu particulele de nanoumplutura si formeaza o interfata de nanoumplutura unica si stabila cu dentina - zona de nanointeractiune (ZNI) - oferind in acelasi timp o adeziune puternica la smalt.

Caracteristici si beneficii

- Demineralizare blanda ce determina un risc scazut de aparitie a sensibilitatii postoperatorii
- Prezenta a doi monomeri functionali diferiti creeaza adeziune chimica la dentina si smalt



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Eficienta clinica dovedita pe termen lung
- Sistem monocomponent cu o tehnica de manipulare simplificata ce economiseste timp - procedeu ce dureaza 30 de secunde
- Usor de utilizat avand o sensibilitate derusa la umiditatea dentinara
- Fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata

Prezentare

- Starter Kit, continand flacon 5 ml, 50 de aplicatoare de unica folosinta si un godeu