

Pini titan pentru fixare membrana 2.5x5mm



Pret:

1.590,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Designul ergonomic al aplicatorului asigură îndepărtarea ușoară a pinilor și fixarea ușoară a membranei. Crestătura, care are aproximativ jumătate din lungimea pinilor, permite atașarea acestora de os.

Aplicarea materialului de regenerare osoasă sub formă de particule de la membrana barieră la osul local, precum și acoperirea zonei de augmentare de către membrana barieră, pot fi simplificate semnificativ.

Folosind aplicatorul dintr-o bucată, pinii de titan pot fi luate cu ușurință din dozator și aplicate pe zona de fixare. Nu poate apărea nicio distorsiune la capătul de lucru în timpul prelucrării.

Contine

1 x instrument plasare pini

20 x pini 2.5 x 5 mm

1 x cutie pt pastrare/autoclavare