

## Rasina Ghid Chirurgical 1L



**Pret:**

**1.050,01 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

#### **Avantaje**

Pentru printarea ghidurilor dentare chirurgicale

Biocompatibila

SG01 - polimer rigid cu flexiune minima, care ii permite sa isi mentina forma in timpul chirurgiilor dentare

Transparent

#### **Proprietati fizice (stare lichida)**

Culoare: transparent

Vascozitate (25°C): 527cps

Lungime de unda: 405nm

## **Proprietati mecanice (dupa polimerizare)**

Duritate Shore D: 84

Modul elastic: 1873MPa

Rezistenta la tractiune: 43MPa

Modul de flexiune: 2047MPa

Rezistenta la inconvoiere: 81MPa

## **Post-procesare**

Timp de curatare: 6 minute

Timp de polimerizare recomandat: 5 minute pentru fiecare fateta

## **Prezentare**

Rasina ghid chirurgical - Flacon 1L