



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrument modelat ceara Hylin LeCron

Pret:

21,23 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Instrument special conceput pentru sculparea cerii utilizata in tehnica dentara cu usurinta, instrumentul Hylin-Le Cron prezinta doua capete active. La un capat se regaseste cutitul pentru ceara, iar la celalalt capat instrumentul implica o lingurit circulara.

Manerul instrumentului pentru ceara Hylin-Le Cron prezinta 2 tipuri de striatii pentru priza, diferite pentru fiecare capat.