



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat de gutiere manual

Pret:

3.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Masina de formare termica cu performante excelente, dotata cu pompa de vacuum puternica si silentioasa de ultima generatie.

Rezistenta de quartz cu infrarosu, cu raspuns rapid fara preincalzire. Compatibil cu folii rotunde sau patrate.

Construit cu materiale de calitate superioara, cu un design modern si atractiv. Este mic, usor si silentios.

Controlul manual al incalzirii, trecere automata in stand by dupa 10 minute.

Realizeaza termoformarea foliilor de pana la 5 mm grosime.

Model complet manual. Panou frontal elegant.

Pompa de vid de ultima generatie, puternica si silentioasa, care permite realizarea produselor termoformate intr-un timp scurt si cu mare precizie.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Placa de blocare compatibila cu folii patrute si rotunde:

patrat 125 x 125 mm, rotund \varnothing 120 si \varnothing 125 mm.

Specificatii:

- Tensiune alimentare: 230 V
- Putere consumata: 325 W
- Debit pompa vacuum: 12 l/min.
- Nivel de zgomot: 56 dB
- Dimensiuni: 24 x 28 x 33 cm.
- Greutate: 5,5 Kg

Prezentare

Aparat gutiere manual