



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat de gutiere automat

Pret:

8.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Model complet automat pentru un rezultat excelent cu ecran LCD color. Aparatul realizeaza automat procesul de termoformare fara nicio interventie a operatorului.

Termoformarea creeaza produse complet automate.

Caracteristici

- Rezistenta electrica: Alimentare 230V
- Absorbție 1,4 A
- Putere 325 WAC
- Pompa de vid: Frecventa 50 Hz – Debit nominal 12l/min
- Presiune finala (ASS) 250 mbar – Zgomot cu amortizor 56 dB(A)
- Putere motor 80 W – Absorbție 0,9 A
- Motorreductor: Alimentare 24V CC – Absorbție 0,6 A – Putere 12 W
- Dimensiune: W24 x D28 x H33 cm
- Greutate: 6,5 Kg

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat de gutiere automat