



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Set 4 oglinzi endo M5 mini

Pret:

350,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Oglinda endo M5 mini - set 4 bucati

- Design pentru utilizare cu microscop sau lupă
- Vârf ultrasubțire de 1,6 mm
- 4 dimensiuni de oglindă
- Vârfuri înlocuibile
- Autocurățare cu aer

Conectare rapidă

Designul instant plug-and-use permite o configurare rapidă pentru o utilizare mai bună a oglinzilor

Autoclavabil

Mânerile de oglindă dentară de calitate medicală pot fi sterilizate cu abur (275 ° F / 135 ° C) într-un autoclav de clasă B pentru mai mult de 500 de cicluri.

Sistem AirClean



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistemul auto AirClean patentat al Motranser este proiectat cu un flux de aer reglabil pentru a menține suprafața oglinzii liberă de apă și ceață, oferind cele mai clare imagini pentru oglinzi în orice moment.

Oglindă UHD

Oglinda de ultra înaltă definiție, reflectanța este de aproximativ 98% și luminozitatea este cu 40% mai mare decât oglinzile rodiiu.

Prezentare

Oglinzi endo M5 mini x 4 buc/set