



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dentasept 3H Rapid pt instrumentar 5L

Pret:

240,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dentasept 3H Rapid: dezinfectare rapidă a instrumentelor dentare (5L)

Detergent dezinfectant prin imersie pentru toate instrumentele.

Caracteristicile Dentasept 3H Rapid:

Fara aldehide.

Poate fi folosit într-o baie cu ultrasunete.

Utilizați la o concentrație de 2%.

Rapid: activ în doar 15 minute.

Proprietăți microbiologice



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Content: AT 1040, AT 13727, AT 14561

MRSA: EN 13727

Tuberculocid: EN 14348, EN 14563 (60 min)

Levaduricide: IN 1275, IN 13624, IN 14562

Active according to EN 14476 on HIV-1, PRV (HBV model virus), BVDV (HCV model virus), Vaccinia virus and Herpesvirus.

Prezentare

Bidon 5 litri