



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gingisole 2x50ml

Pret:

150,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de adiție (VPS) pentru înregistrarea ocluziei utilizat în laboratoare.

Avantaje ale utilizării:

- Duritate finală bună (70 Shore A)
- Ușor de îndepărtat de pe model
- Reproducere ridicată a detaliilor
- Poate fi frezat cu ajutorul micromotorului
- Pentru tehnici directe și indirecte

Caracteristici:

- Raport de amestecare 1:1
- Rigid
- Stabilitate dimensională îndelungată
- Culoare roz
- Scanabil

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

2 x 50ml + 6 canule mixare + separator 10ml