

Surub (pasiv) fixare placuta titan 10mm

Pret:

275,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Indicat pentru utilizare în refacerea osoasă ghidată, fixarea membranelor, grefe corticale.

Stabilitate ridicată

Șurubul de fixare din aliaj de titan (gradul 5) oferă stabilitate ridicată fără a slăbi materialul, datorită structurii agresive a șurubului.

Biocompatibil

Materialul șurubului ajută la reducerea riscului de infecție și ajută la prevenirea reacțiilor alergice.

Prezentare

Surub pasiv fixare placuta titan 10mm x 2 buc/set