



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit Gradia Direct Premium Kit

Pret:

1.695,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit de restaurare foto-polimerizabil pentru anterior & posterior

Cu noul Gradia Direct, se pot realiza toate restaurarile in cabinet dificile din punct de vedere estetic, doar cu un singur material de restaurare usor de folosit. Indiferent ca este vorba de o procedura cu o singura nuanta sau una cu multiple nuante, folosirea Gradia Direct face mai usoara si mai rapida obtinerea de restaurari superbe, cu aspect natural si rezistente in timp. Datorita adaptarii remarcabile a nuantei la structura dentara apropiata, pot fi realizate cu usurinta restaurari estetice remarcabile, doar cu o singura nuanta. Combinarea diferitelor nuante va oferi rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei nuante pentru o restaurare anterioara si doua nuante pentru o restaurare posterioara.

- Compozit rasinic hibrid cu micro umplutura
- Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitatile dumneavoastra ce contine nuantele
- Standard, Speciale Exterioare si Speciale Interioare pentru restaurari invizibile
- Manevrare superioara cu timp de lucru extins



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gradia Direct anterior

- Estetica excelenta si suprafata neteda
- Potrivire si adaptare perfecta la culoarea naturala a dintelui
- Usor si rapid de lustruit pentru a obtine o suprafata neteda, lucioasa
- Noi nuante deschise: B1 si XBW

Gradia Direct posterior

- Proprietati mecanice si estetice excelente
- Rezistenta la fracturare mare pentru a suporta tensiunile ocluzale
- Rezistenta crescuta la abraziune, nu abrazeaza dintii antagonisti
- Radioopacitate pentru a ajuta diagnosticarea

Nuante Standard: nuante cu efect de cameleon pentru restaurari anterioare si posterioare

Speciale Exterioare: nuante translucente pentru restaurari anterioare si posterioare

Speciale Interioare: nuante opace doar pentru restaurari anterioare

Prezentare

- 5 nuante de Anterior (A1, A2, A3, OA2, OA3)
- 2 nuante de Posterior (P-A2, P-A3)
- Bonding G-Bond 5 ml
- accesorii