

Gel de maini Klintensiv 1L

Pret:

55,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Gel hidroalcoolic ideal pentru dezinfectarea și menținerea igienei. Acest gel acționează rapid și datorită substanțelor protectoare și hidratante asigură echilibrul lipidic al pielii, prevenind apariția zonelor uscate și a senzației de piele crapată.

Mod de utilizare: Se aplică 2-3 ml de gel dezinfectant și se respectă întreaga tehnică de curățare a mainilor recomandată de OMS:

Se freacă mainile palma-palma;

Se freacă cu palma dreaptă dosul mâinii stângi cu degetele interpuse și invers;

Se freacă mainile palma-palma cu degetele interpuse;

Se freacă dosul fiecărei mâini cu cealaltă mână, cu degetele încrucișate;

Se freacă cu dosul degetelor palma opusă, cu degetele interpuse;

Fiecare police se freaca in palma opusa, folosind miscari rotationale;

Pentru dezinfectare igienica se folosesc 3 ml – timp de contact 30 secunde; pentru efectul virucid , timp de contact 3 minute.

Substanta activa: 85% etanol.

Tipul de produs biocid conform legislatiei in vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012):

Grupa principală 1: Dezinfectante si produse biocide

Tip de produs: 1 – Este un produs biocid destinat igienei umane. Solutie hidroalcoolica pentru dezinfectia igienica si chirurgicala.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populatie.

Atentionari: A se folosi numai dupa ce au fost citite si intelese instructiunile de utilizare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse intre + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv declaratia de conformitate intocmita pe baza fiselor tehnice, a buletinelor de analiza si avizul sanitar.

Gel 1L