



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unit dentar KAVO E 70 Vision



Pret:

**188.900,00 lei TVA
inclusa**

Descriere produs:

Catalog KaVo E70 Vision - [click aici!](#)

KaVo Estetica E70

Scaun ajustabil pe inaltime, min. 395 mm - max. 780 mm, inclinarea spatelui ajustabila 1° - 70°;

4 pozitii programabile; tetiera dublu-articulata; Tapiterie Soft cushion set antracite

BRATUL MEDICULUI



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Masa instrumentar cu 6 module

Locatia 1 Seringa cu 3 functii (dreapta), cai separate aer/apa

Locatia 2 Furtun pentru turbina cu **fibra optica**

Locatia 3 Furtun pentru turbina cu **fibra optica**

Locatia 4 Micomotor electric pe inductie si fibra optica **INTRA LUX 703** viteza de lucru 2000-40000 rot/min cuplu 2,7N/cm

Locatia 5 Micomotor electric pe inductie si fibra optica **INTRA LUX 703** viteza de lucru 2000-40000 rot/min cuplu 2,7N/cm

Locatia 6 Aparat detartraj **PiezoLUX cu trei anse**

Memospeed - Panou de comanda cu membrana, 4 senzori pentru controlul pozitiei scaunului , inclusiv adaptor pentru unitatea centrala S; memoreaza 3 nivele pentru 2 utilizatori; senzor si comutator pt seringa; senzor si comutator pentru micromotor inainte/inapoi; senzor si comutator pentru controlul instrumentelor, cu ajustarea luminozitatii; senzor pentru umplerea paharului; senzor pentru clatire chiuveta; senzor pentru negatoscop; ceas si cronometru

Pedala multifunctionala electrica ergonomica

Cu control la picior pentru toate functiile – functie on/off pentru instrumente, reglarea vitezei si intensitatii, functie spray on/off, chipblower on/off, comutare micromotor inainte/inapoi, modificarea pozitiiilor



scaunului cu inlocuirea instrumentelor (pre-selectie prin scarita pedalei).

BRATUL ASISTENTEI

- Kit Comfort cu inaltime ajustabila si brat pivotant

Comenzi digitale pentru miscarile scaunului accesarea programeleor de lucru si utilizarea functiilor complementare ale unitului

Locatia 1 Seringa cu trei functii

- Element de control cu membrana, identic cu cel de la elementul medicului, pentru chiuveta si functiile scaunului

Locatia 2 Chit de aspiratie salivara

- Chiuveta cu suportul atasat de corpul unitului, control electric pentru golire si spalare. Vasul din portelan, pivotant catre pacient, se poate inlocui si dezinfecta termic.

Locatia 3 la dispozitia clientului

Locatia 4 la dispozitia clientului

Locatia 5 la dispozitia clientului

- Filtru aer comprimat cu separator automat al apei condensate si a apei sub presiune.

CORPUL UNITULUI



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Functia HYDRO clean – pentru prevenirea coagularii proteinelor in liniile interioare de aspiratie
- Bloc apa compact, cu filtru de apa si valva shut-off

Dezinfectie permanenta pentru instrumentele de lucru

Dezinfectie intregului unit

LAMPA OPERATORIE

- **Lampa operatorie KAVOLUX 540 LED U**
- Intensitate luminoasa reglata prin comutator, reglabila gradual (8.000-25.000 Lux)
- Temperatura luminii 5000 K
- Brat ajustabil in inaltime

SCAUN MEDIC

Scaune in numar de 2: unul pentru medic si unul pentru asistenta

Reglaje multiple pentru sejut, spatat

Reglaj pe inaltime