

## Instrument detectare carii Diagnodent Pen

Pret:

**17.350,32 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

- 

Acest instrument de diagnostic de ultima generatie functioneaza pe diferenta fluorescenta intre substantele dintilor sanatosi si cei bolnavi. Detecteaza cu mare fiabilitate pana si cele mai mici leziuni fara a expune pacientul la radiatii. Si nu sunt necesare sonde.

Sondele robuste din safir pot detecta cariile oriunde s-ar afla, chiar si in spatiul interdental. In timp ce sondele fisura trimit de obicei unde de laser paralele, sonda proximala are o deflectie a undei laser de 100°, permitand intreaga suprafata a dintelui

## **Cunostinte rapide si fiabile**

In special la copii si adolescenti cariile fisura reprezinta 80% din cazurile de tratament.

Sindromul Iceberg: 90% din carii sunt invizibile (sub suprafata intacta a smaltului si in regiunea proximala)

Stiloul DIAGNOdent sporeste atentia denstistului si a radiografiei.

## **Carii proximale - identificare garantata**

Metodele conventionale de detectare a cariilor ascunse nu sunt suficient de sigure. In special adultii sufera de carii secundare si proximale, presupunand ca acestea sunt gasite deoarece diagnosticul vizual este foarte dificil.

Cariile ascunse raman

## **Carii fisura - identificare fiabila**

80% din cariile la copii si adolescenti sunt carii fisura. Acestea sunt adesea ascunse de un strat intact de smalt - carii ascunse.

- DIAGNOdent a devenit un standard de aur pentru diagnosticarea cariilor fisura.

Stiloul KaVo DIAGNOdent detecteaza diferitele nivele

Savantii si dentistii sunt de acord

„Precizie mare“

„... cu o precizie mai mare de 90%, tehnologia DIAGNOdent Pen masoara leziunile create de carii, care nu puteau fi detectate cu radiografiile sau cu sonde. Restrictiile sunt depasite prin folosirea combinata a camerei intra-orale, radiografiei si a DIAGNOdent.

"Un instrument remarcabil"

DIAGNOdent Pen, impreuna cu o evaluare clinica si considerentul factorilor de risc al aparitiei cariilor, sustine o identificare timpurie a cariilor si un diagnostic.

## **Studiile au aratat: Este standardul de aur pentru fisuri**

KaVo DIAGNOdent Pen are o rata de succes mult mai mare decat metodele conventionale de diagnoza.

Nici o alta metoda - fie ea vizuala, bazata pe sonde sau pe raze X - nu s-au dovedit a fi atat de precise si fiabile in detectarea cariilor. Chiar si atunci cand pare ca nu sunt urmele vizibile.

## **Dentistii satisfacuti au raportat**

- Detectare timpurie a cariilor - imbunatateste planificarea tratamentului..  
Pastrarea pacientului pentru o perioada mai lunga de timp datorita explicatiilor pe care le primeste pacientul, tratamentului fara dureri (sau virtual fara durere) si tratamente minim invazive - prevenire in loc de tratare.  
Mai putina frica la pacientii cu fobii. Impactul asupra tratamentului

### **Pacienti satisfacuti**

- 
- Reduce necesitatea tratamentelor major cum ar fi canalele radiculare, punti, coroane, etc.  
Dintii originali ai pacientului sunt pastrati pe o perioada mai indelungata  
Tratament aproape fara nici o durere  
Mai putin anestezic  
Fara expunere la radiatii  
Fara leziune a smaltului cauzat de sonde ascutite



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---