



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Adhesor TC



Pret:

66,20 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Adhesor TC este un ciment temporar zinc oxid eugenol (ZOE) cu caracteristici foarte bune care garanteaza confort sporit pentru medic si pentru pacientii sai. Este caracterizat printr-o forta de adeziune mare si rezistenta foarte buna la compresie. Solubilitatea scazuta in fluidele orale impiedica crearea de santuri intre preparatie si restaurare. Eugenolul continut in acest material reduce senzitivitatea preparatiei dintelui vital. Adhesor TC

permite deasemenea inlaturarea foarte buna a materialului temporar de pe dintele preparat si de pe restaurare.

Indicatii

- cimentarea restaurarilor temporare
- fixarea temporara a restaurarilor permanente
- cimentarea de proba a restaurarilor permanente

Caracteristici si avantaje

- usor de amestecat intr-un sistem pasta-pasta care este capabil sa obtina consistenta optima pentru



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

pozitionarea durabila si completa a restaurarii

- foarte buna manevrabilitate datorita fluiditatii continue
- adeziune puternica la tesaturile dentare dure simultan cu inlaturarea usoara
- usor de inlaturat de pe dinte si de pe restaurari - risc minim de deteriorare a dintelui sau a restaurarii
- tuburile cu gat lung si ingust faciliteaza dozajul si asigura un lucru curat
- codarea pe culori de pe capace previne schimbarea accidentala (catalizator - verde, baza - alb)
- fara scurgesi si senzitivitate la stimularea chimica si termica datorita inchiderii marginale superioare

Prezentare

-
- 85 g baza
- 25 g catalizator