



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Silicon aditie fluid Access Gold 2 x 50 ml



Pret:

185,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Intreaga gama de vascozitati respecta standardul ADA (American Dental Association).

Materialul de amprenta Access VPS, este un silicon de aditie, care ofera calitati excelente din punct de vedere fizic si al stabilitatii dimensionale. Foarte stabil si fidel, amprentele luate cu siliconul de aditie Acces, se pot turna imediat sau pana la 2 saptamani dupa ce s-a luat amprenta. Materialul este lipsit de miros sau gust si se poate dezinfecata in solutii uzuale fara sa-si modifice forma. Surfactanti hidrofilici s-au introdus in materialul de amprenta VPS Access, pentru al face compatibil cu majoritatea cazurilor cand exista umiditate moderata la nivelul campului protetic. Orice varianta de vascozitate va adera la un material cu o vascozitate diferita, pentru a permite o gama variata de tehnici pentru amprentare.

Access Gold cu vascozitate scazuta si Access Monophase sunt ambalata in cartuse si se aplica cu varfuri automixante.

Atat Access Gold cat si Access Monophase contin aditivi hidrofilici pentru acuratete si pentru a avea un unghi de contact mic.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- Kitul contine 2 cartuse x 50 ml., plus 6 varfuri automixante si 6 varfuri aplicare.