



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Luxator din titan L3A



Pret:

460,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Luxator de Titan L3A

Noul Luxator Periotome Titan ofera durabilitate sporita.

Extractia este realizata cu o minima distrugere a tesutului.

Acoperit cu titan- aluneca usor in cavitate.

Noul invelis de titan nu necesita ascutire.

4 Motive pentru a utiliza Luxatorul Titanium.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ramane ascutit.

Invelisul durabil de titaniu asigura faptul ca instrumentul ramne ascutit.

#2

Frecare redusa.

Invelisul de titan reduce frecarea cu 43% , comparativ cu otelul astfel ca este mai usor de inserat in alveola.

#3

Design Ergonomic

Designul recunoscut al manerului minimizeaza oboseala.

#4

Gama larga de dimensiuni si forme.

Varietatea unica de marimi si forme permite utilizatorilor sa gaseasca instrumentul ideal pentru fiecare extractie.

Recomandat pentru arcada inferioara.