



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

CIS Fuji triage capsule

Pret:

655,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment Ionomer de sticla, autopolimerizabil, puternic eliberator de fluor, destinat protectiei suprafetelor radiculare si sigilarii santurilor, prevenirii hipersensibilitatii si tratamentelor provizorii cum ar fi sigilarea endodontica temporara

- Adeziune chimica la structura dintelui, nu necesita demineralizare si adeziune
- Poate fi aplicat cand nu este posibila izolarea salivara, permitand tratamentul molarilor abia erupti (partial) acoperiti de mucoasa
-
- Indicatii
-
- sigilarea santurilor
- prevenirea si controlul hipersensibilitatii
- protectia suprafetelor radiculare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- sigilare endodontica temporara
-

- Nuante: roz si alb

Prezentare

Set 50 x Capsule a 0.13 ml