



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rasina printare TRY-IN

Pret:

810,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Rasina TRY-IN este o alegere ideala pentru imprimarea coroanelor si puntilor temporare pentru incercare cu performanta perfecta in culori, morfologie, ocluzie etc. Acest material are caracteristici, inclusiv duritate ridicata, rezistenta la presiune ridicata, rezistenta la incovoiere ridicata cu absorbtie scazuta de apa. Multicolorul permite un tratament diferit al culorii dintilor, reface culoarea naturala a dintilor si textura excelenta.

Se recomanda plasarea TN11 la temperatura camerei $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ cu umiditate 70%

Nuante disponibile: A1/A2

Duritate ridicata, rezistenta la presiune ridicata

Rezistenta ridicata la incovoiere, absorbtie scazuta de apa

Prezentare

Rasina TRY-IN - Flacon 500g



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
