



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Unit dentar KaVo E50 Life



Pret:

**117.850,00 lei TVA  
inclusa**

### Descriere produs:

Catalog KaVo E50 Life - [click aici!](#)

### Elementul medicului cu 4 module (optional 6), cu urmatoarele dotari:

- **1 seringă spray apa/aer multifunctionala**
- tehnologie control SMARTdrive pentru Motor
- sistem antiretractie integrat, functie chip blower
- suport standard pentru 2 tavite (include tavitele)
- acoperitoare silicon pentru instrumentele de la elementul medicului
- furtun pentru turbina cu fibra optica si cupla 465 LED (cu reglarea debitului de apa si valva antiretractie)
- micromotor INTRA LUX KL 703 LED, cu fibra optica, fara perii, turatie 100 - 40.000rpm, cuplu 2,7 Ncm, intramatic
- detartraj cu ultrasunete PIEZO LED si set de 3 anse

**Fotoliu pacient electric suspendat:** motor silentios, 4 pozitii programabile, tetiera dublu articulata, tapiterie moale cu spatar Progress, greutate maxima pacient 185 Kg, miscare trendelemburg (miscarea sezutului sincronizata cu cea a spatariului), Inaltime a fotoliului in momentul in care acesta este coborat: 350



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

mm si 830 mm in momentul in care fotoliul este ridicat, cotiera stanga.

**Pedala multifunctionala:** control de la picior pentru toate instrumentele , turatie si intensitate, spray on/off, jet aer pe instrumente dinamice on/off, comutare turatie micromotor inainte/inapoi, modificare pozitie fotoliu.

**Element asistenta** cu urmatoarele accesorii:

- **brat pivotant**
- furtun aspiratie saliva
- furtun aspiratie chirurgicala
- panou de control cu membrana - butoane cu functii directe de modificare a pozitiei scaunului, clatire chiuveta, etc.

**Grupul hidric:**

- chiuveta pivotanta manual din portelan sau sticla, cu control automat de clatire si golire, rotativa si detasabila in vederea sterilizarii
- filtru pentru aer comprimat cu separator automat pentru condens
- HydroClean - sistem pentru prevenirea depunerii biofilmului pe furtunurile interne ale unitului
- pregatire pentru pompa aspiratie chirurgicala umeda (**nu include pompa de aspiratie umeda**)

**Lampa KaVo LUX 540 LED**