



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Fiziodispenser Expertsurg Lux

**Pret:**

**14.850,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Lucru ergonomic si usurinta in utilizare:

- noul micromotor brushless cu lumina: INTRA LUX S600 LED, acum cu 28% mai usor si cu 20% mai scurt!
- interval turatie 0-40.000 rpm
- cuplu maxim minim: 5,5Ncm (0-12.000 rpm); 5,5-1,5Ncm (12.000-40.000 rpm)
- iluminare optima prin KaVo MiniLED - lumina alba si intensa, ajustabila
- furtunul micromotorului este mai usor si mai flexibil, lungime avantajoasa: 2m, autoclavabil
- linie de irigare externa
- calibrare rapida prin apasarea unui singur buton
- ecran color de dimensiune mare: 4,3" (11cm) cu unghi larg de vedere si ajustare a luminozitatii
- setari individuale pentru fiecare parametru
- pompa peristaltica inclusa cu 4 viteze

Operare sigura si in conditii de igiena excelente:

- control precis al cuplului (torque) maxim si al turatiei
- ilustrare grafica a activitatii planificate
- programe cu 4-10 etape posibile
- afisare a cuplului (torque) maxim



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- notificari acustice: taste sonore si atentionari
- demontare si dezinfectare facila pentru motor si furtun
- pedala detasabila

Calitate dovedita si fiabilitate ridicata:

- materiale de calitate cu durata lunga de viata
- disipare scazuta de caldura la turatie si putere constanta
- fiabilitate crescuta datorita tehnologiei de control a micromotorului SMARTdrive
- tehnologie INFORM pentru pornire fara vibratii in cuplu mare

**BONUS:**

- **SURGmatic S201 XL** Piesa contraunghi chirurgicala cu fibra optica si reductie 20:1
- 10 perfuzoare