



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat profilaxie Soga Air



Pret:

1.949,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Soga Air este un sistem inovator de flux de aer cu un varf usor pentru lustruirea si indepartarea placii. Se caracterizeaza prin usurinta de instalare, dimensiuni compacte si greutate minima pentru un mod de lucru confortabil.

Avantaje

Designul aparatului Soga Air are o greutate minima de doar 53 de grame, reducand semnificativ oboseala mainilor in timpul procedurilor lungi;

Duza se roteste la 360°, oferind acces chiar si in zonele cele mai greu accesibile din cavitatea orala;

Curatare simpla cu o singura atingere, economiseste timp, reduce intretinerea si prelungeste durata de viata a aparatului;

Dimensiunea compacta a dispozitivului economiseste spatiu si ii permite sa fie amplasat chiar si intr-un spatiu mic;

Sistemul este utilizat pe scara larga intr-o varietate de proceduri stomatologice, inclusiv indepartarea reziduurilor dentare, cum ar fi tartrul si placa, si lustruirea coroanelor, puntilor, fatetelor si suprafetelor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

dentare.

Un sistem de instalare simplu, fara tub extern separat si conexiune directa simplifica procesul de conectare.

Specificatii

Conexiune Midwest

Viteza de rotatie: 300-40.000 rpm

Capacitate de alimentare cu apa: ≥ 20 ml/min

Presiunea apei: 1-3 bar (100-300 kPa)

Presiunea necesara a aerulu: 2,5-6 bar (250-600 kPa)

Diametrul capului varfului: 1,8 cm

Duza de calibru mic: 0,6 mm

Greutate: 53g

Mod de instalare video

Prezentare

Aparat profilaxie Soga Air