



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Seringa Charisma Opal Flow 1.8g

Pret:

125,25 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Charisma Opal Flow - Compozit fluid fotopolimerizabil cu nanoparticule fluide, radioopac. Nuante: A2/A3

Avantaje

Vascozitate bine controlata - operatiunile minim-invazive pot fi realizate mai usor.

Creeaza o suprafata uniforma, neteda, in zonele greu-accesibile ale cavitatii.

Prepararea perfecta pentru compozite cu o vascozitate mai ridicata precum Charisma Diamond sau Charisma Topaz.

Compozitul fluid retine forma si pozitia dupa aplicare.

Proprietati tixotropice

Diagnosticare sigura si optima - compozitul se distinge usor de structura reziduala a dintelui, datorita proprietatilor radio-opace excelente.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Restaurari durabile, cu aspect natural.

Comprimare redusa si rezistenta flexurala ridicata.

Poate fi combinat cu toate compozitele pe baza de acrilat, de pe piata.

Indicatii

Sigilarea fisurilor largi.

Liner pentru cavitati, ca prim strat pentru cavitatile de clasa I si clasa II.

Obturatii clasa V.

Obturatii minim invazive de clasa I si II, in zonele care nu sunt afectate de fortele masticatorii.

Obturatii minim invazive clasa III.

Reparatii minore ale restaurarilor directe si indirecte, in combinatie cu un agent adeziv.

Atelarea dintelui mobil.

Prezentare

Charisma Opal Flow - 1 seringa x 1.8g - A2/A3