

Ansa endodontica E1



Pret:

50,80 lei TVA inclusa



EGG-000000 luckystore001

Descriere produs:

Ansa pentru functia endo a detartrorului.

CARACTERISTICI:

- confectionata din otel inoxidabil,
- cu filet interior,
- compatibila cu aparatele de detartraj **Woodpecker si EMS.**

INDICATII:

Este folosita pentru fixarea acelor endodontice de diametru 0.7mm si 0.8mm, angulata la 120grade.
Recomandata pentru irigarea si curatarea canalelor radiculare, in special in zona anterioara(molari).