

## Chiureta parodontologie Columbia din TITAN

Pret:



**125,01 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Chiureta parodontologie Columbia 2RL din TITAN, 2 varfuri

Foarte usoara, numai **19.9 grame!** pentru o folosire foarte comoda, fara stres asupra degetelor si incheieturilor. Manerul cu striatii antiaderente este realizat din titan "plin".

Un instrument pe care il veti folosi mult timp, practic o viata (in lipsa socurilor mecanice majore) datorita duritatii titaniului si a faptului ca nu se tocesc si nu necesita ascutire. In plus, este foarte ascutita si foarte fina si subtire, oferindu-va precizie, eficienta si lezare minima a tesuturilor in timpul operatiilor parodontologice!

Proprietatile instrumentarului realizat integral din TITAN:

- Foarte usoare, de aproximativ 2-3 ori mai usoare decat echivalentele din otel inox
- Extrem de durabile si rezistente in timp, practic fiind indestructibile pentru utilizarea normala
- Metal inert biologic, nu interactioneaza cu substantele si tesuturile
- Instrumentele nu au nevoie de ascutire si nu se tocesc
- Antiaderente! Materialele se lipesc mult mai greu de instrumentele din titan comparativ cu instrumentele din otel inox!