



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Camera intraorala cu monitor

**Pret:**

**1.290,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Camera intraorala cu monitor 2in1, ce poate fi atasata la unit, dispune de doua moduri de utilizare: Poate fi folosita ca negatoscop, ce permite vizualizarea radiografiilor si a imaginilor intraorale intr-un singur dispozitiv, eliminand utilizarea negatoscopului clasic. Al doilea mod de intrebuintare al dispozitivului este vizualizarea intraorala. Camera are functie atat foto cat si video, informatiile salvandu-se automat pe cardul micro SD.

### Specificatii:

Senzor de imagine CMOS Ultra Clear 12.9

Sistem de operare integrat

Ecran 10.1 inch

Slot pentru filme retroalveolare

Slot card de memorie, micro SD

Butoane comanda pe manerul camerei: Switch, Shoot/Turn on, Turn off



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Stick USB cu autosalvare (format imagine JPG)

Focalizare: 5mm-50mm

Putere: 10W

Rotire 360°

Ajustare luminozitate

Stocare imagini pe stick

**Beneficii:**

**Versatilitate:** Functioneaza atat ca o camera intraorala pentru examinari directe, cat si ca un negatoscop pentru vizualizarea radiografiilor.

**Eficienta:** Consolidarea a doua functionalitati intr-un singur dispozitiv creste eficienta in cabinetul stomatologic.

**Comunicare eficienta:** Permite medicului dentist sa ofere o prezentare comprehensiva pacientului, combinand imagini intraorale si radiografii intr-un mod clar si usor de inteles.

**Pachetul contine**

Monitor, camera intraorala cu fir, cablu alimentare cu acumulator, suport fixare, micro USB, card de memorie micro SD.