



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unit dentar Runyes Care 33 bratele pe jos



Pret:

36.600,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Unit dentar de ultima generatie, produs de catre cel mai titrat producator chinez de unituri dentare, Runyes!

Panou principal de lucru (brat medic)

Cu bratele pe JOS

Panou digital de comanda cu functiile scaunului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 x seringă aer/apa/spray
- 1 iesire pentru **turbină cu lumină**
- 2 iesiri pentru instrumente midwest 4 orificii (fără fibră optică)
- 1 x **aparat detartraj cu lumina LED si 5 anse**
- 1 x masa de lucru cu rezistenta la sarcina 7 Kg
- sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35-45 grade C
- sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului si programare
- robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locatie
-

Notă: imaginea nu este contractuală. Piesele de mână nu sunt incluse. Pe al cincilea braț este inclus detartraj cu lumină LED.

Pedala de control

- multifunctionala pentru miscarea scaunului si actionarea instrumentelor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- echipata cu chip blow
- posibilitatea de spray pe turbina

Panou secundar de lucru (brat asistenta)

- 1 x scuiatoare de lux ceramica
- scuiatoare rotativa
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului+actionare apa/pahar
- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 x **sistem de aspiratie chirurgicala pneumatic tip VENTURI pe canula mare**
- 1 x **sistem de aspiratie salivara pe aer pe canula mica**
- **lampa fotopolimerizare cu led Woodpecker**
- **Sistem complet CAMERA INTRAORALA compus din brat de prindere, monitor 19" si camera intraorala**

Fotografie necontractuala. Configuratia cuprinde in plus lampa fotopolimerizare.



Scaun pacient model DCI cu tapiterie moale sintetica, similara piele naturala (model import USA)

tapiterie moale din tapiterie sintetica, similara pielea naturala

- fotoliu electro-mecanic prevazut cu manere ergonomice stinga -dreapta în culoarea tapițeriei
- bordura de protectie din silicon rezistent la socuri
- fotoliu dotat cu functie de oprire automata la socuri
- fotoliu dotat cu doua manere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta, manerul din dreapta rabatabil
- tetiera multiarticulata
- touch panel cu functii pentru miscarea scaunului
- box de conexiuni integrat in scaun
- sistem de filtre si apa
- software pentru 3 pozitii memorie
- Incalzitor de apa pentru pacient cu posibilitatea de reglare a temperaturii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unit de lucru cu brate pe jos, Runyes Care 33 culoare I02 (vișiniu/grena)

Lampa de lucru LED model DCI (lampa scialitica model import USA)

- 30000 lux fara umbre
- Culoarea temperaturii 5000K
- cu lumina rece
- oglinda fatetata cu sticla neutra cu distanta de focalizare 80 cm

Scaunul medicului

- hidraulic, ajustabil pe verticala
- spatar ergonomic reglabil

Scaun medic Runyes Care 33 în culoarea I03 Albastru turquoise

SSuport pentru șervețele și pahare integrat pe brațul scaunului:

Suport lombar și cervical:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Schema montaj:

Mostrar culori

Culoare I01 (albastru inchis)

Culoare I02 (roșu grenă)

Culoare I03 (albastru turquoise)

Culoare I04 (maro)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Culoare I05 (portocaliu)

Culoare I06 (verde lime)

Culoare I08 (alb)

Culoare I09 (roșu)

Culoare I13 (galben)

Culoare N02 (verde texturat metalizat)