



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Film rezerva pentru tavita V2 imprimanta D1S



Pret:

300,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Film de rezerva pentru tavita standard, model V2, a imprimantei Accufab D1S Shining3D.

Inlocuirea se face conform videoului cu instructiuni de mai jos: