



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tavita printare rapida Accufab D1S Shining3D



Pret:

865,00 lei TVA inclusa

SHINING 3D

Descriere produs:

Rezervorul de rasina este proiectat pentru imprimare in medii de productie de volum mare, ofera o durata de viata mai lunga.

Vine cu un capac reutilizabil, faciliteaza stivuirea si depozitarea rasinii.

Pentru utilizare cu imprimanta AccuFab D1S de la Shining 3D