



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Set pile Hyflex CM corono-apicala M, 25 mm

Pret:

**345,00 lei TVA inclusa**



**Descriere produs:**

**Coltene Endo – Acele HyFlex CM**

**Schimbam ADN-ul acelor Ni-Ti**

**300% mai multa rezistenta la separatie**

Acele HyFlex® CM™ NiTi cu Controlled Memory sunt cu pana la 300% mai rezistente la uzura ciclica in comparatie cu alte ace NiTi, astfel ajutand in mod substantial la reducerea incidentelor de ace rupte.

**Memoria formei + Flexibilitate extrema = Urmarirea superioara a canalului**

Acele HyFlex® CM™ NiTi au fost fabricate utilizand un proces unic care controleaza memoria materialului, facand acele extrem de flexibile, inasa fara memoria formei altor ace NiTi. Acest fapt ii da acului abilitatea de a urmari anatomia canalului foarte indeaproape, reducand riscul de zgariere, transport



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

sau perforare.

**Isi recapata forma dupa sterilizare = Multi-uz**

Forma si rezistenta acelor cu spirale ranforsate poate fi restaurata in timpul autoclavarii si, astfel, acele pot fi refolosite.

•HyFlex™ CM NiTi File Refill

6 ace / pachet, 25 mm secventa M (25/.08 19 mm; 60/.04; 50/.04; 45/.04; 40/.04; 35/.04)