



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Herculite Ultra Flow seringa

Pret:

115,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Tehnologie de aplicare avansata.

Aditivul reologic din formula Herculite XRV Ultra Flow are capacitatea de a modifica tensiunea e suprafata pe masura ce materialul intra in contact cu suprafata dintelui sub presiune, permitandu-i acestuia sa se intinda pana la marginile zonei ce necesita restaurare. Acelasi aditiv produce o tensiune de suprafata mai ridicata dupa aplicarea materialului, astfel incat acesta sa nu se scurga.

Rezistenta exceptionala la flexiune.

La fel ca si Herculite XRV Ultra, Herculite XRV Ultra Flow are proprietati mecanice excelente, acest lucru fiind de asemenea valabil si pentru rezistenta sa.

Contractie scazuta.

Rata sa de incarcare cu umplutura asigura o contractie minima de polimerizare.

Radioopacitate de peste 300%.

Herculite XRV Ultra Flow este usor de observat pe radiografii.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

O excelenta capacitate de pastrare a lustrului.

Formula speciala a Herculite XRV Ultra Flow permite o mai buna pastrare a lustrului in timp decat multe alte materiale.

Prezentare

seringa 2 g