



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Bifix Temp Quick Mix 5ml

**Pret:**

**320,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Bifix Temp - ciment provizoriu pe baza de compozit

### **Avantaje**

Nuanta translucenta, cu aspect natural, pentru restaurari estetice

Priza dubla - timpi de priza flexibili prin utilizarea fotopolimerizarii

Indepartare usoara a materialului excendetar - acesta poate fi in indepartat usor in urma unei fotopolimerizari scurte

Fixare perfecta pe restaurare - grosimea peliculei (sub 5 $\mu$ m) nu afecteaza ocluzia

Seringa automixanta QuickMix

### **Indicatii:**

Cimentarea restaurarilor provizorii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Prezentare:

Bifix Temp QM - 1 seringă x 5ml