



## Elite HD Light/Regular Body cartus

Pret:

**215,60 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Silicon de aditie cu vascozitate redusa, hidrocompatibil.

Consistentă fluidă.

Priza normală.

### Indicatii:

- Lucrari protetice fixe.
- Tehnica cu doua vascozitati in una sau doua etape.

### Caracteristici:

- Rata de amestec 1:1.
- Hidrocompatibil.
- Tixotrop.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Timp de lucru total (23 grade C): 2'.

- Timp in gura: 3'30".

- Biocompatibil.

- Culoare albastru deschis.

### **Avantaje:**

- Precizie maxima in redarea detaliilor.

- Rezistenta ridicata a materialului.

- Revenire elastica excelenta.

- Stabilitate dimensionala ridicata.

- Pigmenti opaci pentru imbunatatirea redarii detaliilor.

- Posibilitatea turnarii modelului imediat dupa dezinfectare.

### **Prezentare:**

2 Cartuse (baza + catalizator) x 50 ml fiecare + 12 canule amestec galbene.