



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspirator de saliva Hygoformic

Pret:

35,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hygoformic aspirator de saliva

4 Motive pentru a utiliza Hygoformic

#1 Ajustabil

Hygoformic este perfect ajustabil in forma si marime, pentru orice pacient si deasemenea functioneaza foarte bine cand tratamentul se efectueaza in partea din spate a maxilarului.

#2 Prieten cu mediul



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Materialul din care este confectionat Hygoformic este un amestec netoxic, nepoluant din PE si PP. Cand plasticul este total ars , tot ce mai ramane este apa si dioxidul de carbon. Fara latex.

#3 Capacitate mare si prietenos cu tesaturile.

Hygoformic are o capacitate mare de absorbtie datorita celor 5 perforatii. Perforatiile sunt plasate în interiorul bobinei pentru a evita contactul cu limba, iar țesuturile moi nu vor mai fi blocate.

#4 Blocheaza limba

Hygoformic este o combinatie între un aspirator de saliva si un departator lingual.

Designul in forma de bobina al departatorului lingual face Hygoformic prietenos cu pacientul.

Prezentare :

- 1 punga cu 100 aspiratoare