



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Servetele dezinfectante Bossklein V-Wipe refill

Pret:

55,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Bossklein – Servetele dezinfectante V-Wipe standard cu alcool Eficace impotriva unui spectru larg de organisme. Tubul contine servetele ambalate in pungi sigilate. Dimensiunea servetelelor standard 200x200mm. Disponibile cu arome de lamaie, natural, mango. Spectru de eficienta & Timpul de expunere
Bacterii: MRSA - E Coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - - Enterococcus hirae
Mycobacterium tuberculosis - Clostridium difficile Virusuri: HIV 1 - H1N1 Gripa A - Hepatita C - Virusul gripal uman B
Fungus: Aspergillus niger - Candida albicans Timp de expunere: 30 secunde Test Standards
BS EN14476 – BS EN13727 – BS EN14204 – BS EN13704 – BS EN13624 Instructiuni de utilizare Folositi un nou servetel pentru fiecare actiune de dezinfectare, stergeti obiectele care urmeaza sa fie dezinfectate, astfel incat acestea sa fie complet umezite si lasati dezinfectantul sa actioneze mai mult de 30 de secunde, permitand apoi dezinfectantului sa se evapore. Compozitia produsului Solutia contine, printre alte ingrediente: etanol, propan-2-ol, clorhidrat de biguanida polimerice, dezinfectanti, Parfum, linalool, limonene. Proprietati fizice Poli vascoza substrat impregnat cu lichid limpede. Culoare: alba, in functie de aroma miros, pH-ul 7,0-8,0 de solutie cu o viata de sine de 3 ani. Prezentare Refill cu 200 servetele Dimensiunea servetelelor standard 200x200mm