

Alginat Cromatic HS Fast 453g



Pret:

39,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Alginat cu aroma de menta fara praf, rezistent la rupere, cu priza rapida. Fara plumb si cadmiu.

Usor de amestecat, omogen, neted, elastic si rezistent.

Timp de amestecare: aprox. 30 de secunde, pregatire pentru amprentarea: aprox. 60sec, timp de priza completa: aprox. 130sec. (timpii mentionati sunt la 23 °C 73 °F):

Deformare la compresiune: 11,7%, recuperare elastica: 98%, rezistenta la compresiune: 1,2 MPA.

Prezentare

Punga 453g