



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Statie tratament profilaxie PTX

Pret:

**12.900,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Stație de tratament profilaxie dentară 2 în 1: aparat de detartraj cu ultrasunete cu tehnologie No-Pain combinat cu dispozitiv de jet-profilaxie cu jet de pulbere, prezentând un sistem revoluționar de control al temperaturii apei livrate și al soluțiilor adjuvante în tratament.

### Caracteristici:

\*Include aparat de detartraj (PT7) și sistem de sablare / lustruire cu pudră profilactică pentru îndepărtarea tartrului supragingival și subgingival, placa, colorațiile, depunerile moi de placă, petele de pe suprafața dinților naturali, restaurări, implanturi și brackets ortodontici, pentru prevenirea și tratamentul parodontozei.

\* Sistem inteligent de control al temperaturii apei livrate:  $30^{\circ} \pm 5^{\circ}$  pentru un confort exclusiv al pacientului.

\* Sistem inteligent de control cu ecran tactil / touchscreen LCD: 7 inch, câmp vizual larg și cu o suprafață certificată pentru uz medical, fiind ușor de curățat și dezinfectat. Controlul debitului apei și al intensității tratamentului cu ultrasunete este mai precis, iar experiența pacientului este mai confortabilă.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

\* Design de înaltă precizie pentru sistemul de alimentare cu apă și aer, împiedicând pătrunderea umezelii, cauza cea mai comună pentru bătăile de cap asociate cu folosirea unui aparat de profilaxie cu pulbere. Puteți uita de aceste probleme, mai ales în tandem cu folosirea unui compresor cu uscător, prin funcțiile de filtrare integrate ale aparatului care previn pătrunderea umezelii în camera de stocare a pulberii.

ATENȚIE: recomandăm folosirea unui compresor cu uscător, pentru a nu avea reziduuri de apă pe traseul de alimentare cu aer, astfel putându-se contamina pudra folosită în aparat! Valabil pentru toate dispozitivele de tip air-flow care folosesc pudră de bicarbonat/glicină/eritritol!

\* Cameră pentru pulbere plug and play, ușor de instalat și foarte facil de a adăuga pulbere.

\* Adoptarea unui sistem de înaltă performanță, fără înfundare, care reduce înfundarea și atenuarea eficacității pulberii.

\* Pedala multifuncțională: cu fir și fără fir. Pedala este fără fir, însă, în caz de urgență, poate fi conectată cu fir la aparat.

\* Durată de viață mai lungă și mai profesională.

Piese de mână din aluminiu eloxat, autoclavabile și rezistente la orice tip de dezinfectanți, fără crăpare sau îngălbenire, fără bătăi de cap pe termen lung!

Specificații tehnice:

Putere unitate principală: 200W

Presiunea apei: 5,5 bar-7,5 bar (0,55 MPa-0,75 MPa)

Temperatura apei:  $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Debit de pulbere: 0-4g/min

Dimensiune pachet: 320\*330\*120mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Greutatea unității principale: 3,5 kg

Pachetul contine:

Unitatea principală PTX\*1

Cablu de alimentare\*1

Pedala wireless\*1

Cablu pedală (in cazul in care doriti conectarea cu fir a pedalei)\*1

Piesă de mână Detartraj HY-2L\*2 (o piesă extra, pentru a ajuta la fluxul de autoclavare)

Piesă de mână pentru aparat AirFlow XP-1\*1

Anse pentru detartraj G4\*1 P1\*1 P3\*1 P4D\*1 P14L\*1 P14R\*1 P95\*1 E3\*1 E3D\*1 E6\*1 E12D\*1 E62\*1

Tub împletit 3m \*1

Ace de curățare pudră\*4

Cheie pentru filtru\*1

Element filtrant\*1

Triplet\*1

Conector rapid mamă\*1

Conductă de aer\*1

Sticlă de apă 800ml\*1

Cutie de sterilizare pentru piesele de detartraj\*2

Cutie de sterilizare pentru AirFlow\*2

Rezervor de pulbere (supragingival) \*1



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Cheie dinamometrică TW-5L\*2

Cheie Endo TW-E\*2

Siguranță\*2

Kit accesorii