



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Ace REvision refill

**Pret:**

**165,01 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Nou sistem rotativ pentru tratamente de re-endo canal.

Endostar REvision este un nou sistem rotativ pentru tratamentele de re-endo canal folosind metoda crown-down. Toate instrumentele sunt fabricate dintr-un aliaj de nichel-titan de cea mai inalta calitate, care in plus este supus unui tratament termic special numit AZURE HT Technology by Poldent. Aceasta tehnologie a facut posibila obtinerea unor caracteristici foarte dorite ale instrumentelor.

### **Endostar REvision in tehnologia HT:**

Extrem de flexibile

Sigure datorita rezistentei la rupere

Puternice si foarte eficiente in tratamentele reendo

Forma modificata a scelor NiTi S cu doua muchii de taiere la 90 de grade asigura taierea eficienta,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

indepartarea umpluturii vechi din canal, care accelereaza semnificativ tratamentul re-endo. Marime ușor de citit (numar de dungi pe maner) imbunatatesc semnificativ identificarea si munca.

Sistemul este format din 3 ace marcate cu dungi pe maner:

30/08 – I

25/06 – II

20/04 – III

### **Prezentare**

Ace REvision Azure refill x 6 buc

Marimi: 18mm (30/08), 25mm (25/06), 25mm (20/04)