



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sonda parodontala ErgoTouch

Pret:

68,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Designul ergonomic al manerului reduce oboseala mainii in timpul utilizarii, asigurand o manevrare usoara si confortabila pe tot parcursul examinarii.

Sonda ErgoTouch este fabricata din otel inoxidabil medical de inalta calitate, respectand standardul EN ISO 7492. Acest material îi confera o rezistenta si elasticitate sporita la rupere.

Varful flexibil permite manevre delicate si o adaptare usoara la anatomia unica a fiecărui pacient. In plus, varful este rezistent la indoire repetata, asigurand precizie si control pe tot parcursul examinarii.

Finisaj de inalta calitate din otel inoxidabil, capatul manerului colorat fiind realizat din plastic. Culori: antracit, roz, albastru pastel

Sonda este fixata permanent pe maner. Forma F060

Autoclavabil la 134°C.