

Tavita mica rasina pentru imprimanta Accufab L4D Shining 3D

Pret:

1.750,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Tavita de volum mic de rasina, echipata cu o noua tehnologie a filmului, imbunatateste acuratetea si fiabilitatea tiparirii. Acest rezervor compact de rasina se mandreste cu o longevitate exceptionala, sustinand pana la 120.000 de straturi si permitand sesiuni de imprimare extinse cu numeroase printari de succes.

Dimensiune: 313.8 mm x 204. 85mm x 44mm

Volum: min 200ml - max 350ml